


Anticorps Monoclonal Anti-Récepteur Aux Androgènes Pour Wb, Ip, Ihc-P, Mihc, If-P, Elisa - P10275

Numéro d'article: CM0002775



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant le récepteur aux androgènes humain (P10275), réactif avec l'homme, la souris et le rat. Convient aux applications WB, IP, IHC-P, IF-P, mIHC et ELISA dans les études sur la signalisation androgénique et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Androgen Receptor Rabbit mAb
Remarques / Alias	KD; AIS; AR8; TFM; DHTR; SBMA; HYSPI; NR3C4; SMAX1; HUMARA; Androgen Receptor
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	367
GeneID	367
Immunogène	Peptide synthétique
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IP, IF-P, IHC-P, mIHC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P10275
Poids de la protéine	99 kDa
Expédition	Sac de glace