


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Récepteur Des Androgènes Pour Wb, If/Icc, Elisa - P10275

Numéro d'article: CM0023684



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-récepteur des androgènes (AR) pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Étudie la signalisation des androgènes et la fonction des récepteurs nucléaires. SWISS : P10275.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Récepteur des androgènes Lapin pAb
Remarques/Alias	KD; AIS; AR8; TFM; DHTR; SBMA; HYSPI; NR3C4; SMAX1; HUMARA
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	367
GeneID	367
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 du récepteur des androgènes humain (NP_000035.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P10275
Poids moléculaire	99kDa
Expédition	Sac de glace