


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ang (Angiogénine) Pour Wb Et Elisa - P03950

Numéro d'article: CM0014199



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'Angiogénine humaine (ANG, RNase5). Adapté pour WB et ELISA, réagit croisée avec le rat. Idéal pour les études sur l'angiogénèse, la réponse au stress et la transcription de l'ARNr.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ANG Rabbit pAb
Remarques/Alias	ALS9; RAA1; HEL168; RNASE4; RNASE5; ANG
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	283
GenelD	283
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 25-147 de l'ANG humain (NP_001136.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Rat
SWISS	P03950
Poids de la protéine	17 kDa
Expédition	Sac de glace