


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Angiotensinogène Pour Wb, Elisa - P01019

Numéro d'article: CM0002299



Introduction

Anticorps monoclonal lapin ciblant l'angiotensinogène humain (AGT, Serpine A8). Validé pour WB et ELISA, réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient pour la recherche sur le système rénine-angiotensine dans les études sur l'hypertension et les maladies cardiovasculaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Angiotensinogène mAb lapin
Remarques / Alias	ANHU; hFLT1; SERPINA8; Angiotensinogène
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	183
ID du gène	183
Immunogène	Peptide synthétique - Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1-100 de l'angiotensinogène humain (P01019)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P01019
Poids de la protéine	53 kDa
Expédition	Sac isotherme avec glace