


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Angiotensinogène Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P01019

Numéro d'article: CM0016210



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'angiotensinogène humain (AGT/SERPINA8), validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit également avec les protéines de souris et de rat. Convient aux études du SRA.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	Angiotensinogen Rabbit pAb
Remarques/Alias	ANHU; hFLT1; SERPINA8; Angiotensinogen
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	183
GeneID	183
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 35 à 485 de l'angiotensinogène humain (NP_000020.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	P01019
Poids moléculaire	53 kDa
Expédition	Sac de glace