


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Angpt1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q15389

Numéro d'article: CM0012106



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-ANGPT1 validé pour Western blot, IHC-P et ELISA. Reconnaît l'ANGPT1 humain, murin et de rat. Idéal pour la recherche sur l'angiogenèse, le développement vasculaire et la biologie endothéliale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin ANGPT1
Remarques/Alias	AGP1 ; AGPT ; ANG1 ; HAE5 ; AGPT-1 ; ANGPT1
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	284
ID du gène	284
Immunogène	Peptide synthétique (aa 200-300 de l'ANGPT1 humain, Q15389)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q15389
Poids protéique	58 kDa
Expédition	Sac de glace