


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Angpt1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q15389

Numéro d'article: CM0028210



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'Angiopoïétine-1 (ANGPT1), validé pour le WB, l'IHC-P et l'ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour les études sur l'angiogenèse et la stabilité vasculaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb Lapin ANGPT1
Remarques/Alias	AGP1 ; AGPT ; ANG1 ; HAE5 ; AGPT-1 ; ANGPT1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	284
GeneID	284
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 277-498 de l'ANGPT1 humain (NP_001137.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q15389
Poids moléculaire de la protéine	58 kDa
Expédition	Sac de glace