

Anticorps Polyclonal Anti-Angpt2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - O15123

Numéro d'article: CM0013771



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre l'ANGPT2 humain, validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Cible le régulateur de l'angiogenèse angiopoïétine-2 pour la recherche en biologie vasculaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ANGPT2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	ANG2, AGPT2, LMPHM10, ANGPT2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	285
GeneID	285
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 197-496 de l'ANGPT2 humain (NP_001138.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O15123
Poids protéique	57kDa
Expédition	Sac de glace