


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Angpt2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - O15123

Numéro d'article: CM0003023



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre l'ANGPT2 humain (angiopoïétine-2). Validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Reconnaît une protéine de 57 kDa. Utile pour la recherche sur l'angiogenèse et la lymphangiogenèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin ANGPT2
Remarques/Alias	ANG2 ; AGPT2 ; LMPHM10 ; ANGPT2
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	285
ID du gène	285
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 300 et 400 de l'ANGPT2 humain (O15123).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O15123
Poids moléculaire de la protéine	57 kDa
Expédition	Sac de glace