


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Angptl3 Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9Y5C1

Numéro d'article: CM0009856



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-ANGPTL3 validé pour WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Réagit avec ANGPTL3 humain, souris, rat. Convient pour la recherche sur le métabolisme lipidique, l'angiogenèse et la biologie des adipocytes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ANGPTL3 Rabbit mAb
Remarques/Alias	ANL3; ANG-5; FHBL2; ANGPT5; ANGPTL3
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	27329
ID de gène	27329
Immunogène	Peptide synthétique : Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de l'ANGPTL3 humaine (Q9Y5C1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y5C1
Poids de la protéine	54kDa
Expédition	Sac de glace