

Anticorps Polyclonal Anti-Angptl4 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9By76

Numéro d'article: CM0024109



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre l'ANGPTL4 humain, adapté pour le WB, l'IHC-P, l'IF/ICC et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le métabolisme des lipides, l'angiogenèse et l'homéostasie du glucose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin ANGPTL4
Remarques/Alias	NL2, ARP4, FIAF, HARP, PGAR, HFARP, TGQTL, UNQ171, pp1158, ANGPTL4
Espèce	Humain
GeneID	51129
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 26-170 de l'ANGPTL4 humain (NP_647475.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9BY76
Poids protéique	45 kDa
Expédition	Sac de glace