

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Angptl5 Pour Wb, Elisa - Q86Xs5

Numéro d'article: CM0018540

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-ANGPTL5 validé pour la WB et l'ELISA. Réagit avec l'ANGPTL5 humain, une glycoprotéine sécrétée principalement exprimée dans le cœur adulte. Idéal pour la recherche cardiovasculaire et les études de biomarqueurs.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin anti-ANGPTL5
Remarques/alias	ANGPTL5
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	253935
GeneID	253935
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 388 de l'ANGPTL5 humain (NP_835228.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	Q86XS5
Poids moléculaire	44 kDa
Expédition	Sac réfrigérant