

Anticorps Polyclonal Anti-Angptl8 Pour Wb, Elisa - Q6Uxh0

Numéro d'article: CM0021527

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'ANGPTL8 (bétatrophine) humain, validé pour WB et ELISA. Détecte l'ANGPTL8 (~22 kDa) humain, de souris et de rat. Outil essentiel pour l'étude du métabolisme lipidique, de la régulation des triglycérides et du diabète.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	ANGPTL8 pAb de lapin
Remarques/Alias	RIFL; TD26; PRO1185; PVPA599; C19orf80; ANGPTL8
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	55908
GeneID	55908
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-198 de l'ANGPTL8 humain (NP_061157.3)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q6UXH0
Poids de la protéine	22kDa
Expédition	Sac de glace