


Anticorps Polyclonal Anti-Ank3 Pour If/Icc, Elisa - Q12955

Numéro d'article: CM0021412



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'ANK3/Ankyrine-G humaine, validé pour IF/ICC et ELISA, présente une réactivité croisée avec l'humain et la souris. Idéal pour la recherche en neurosciences, sur les muscles et les canaux ioniques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb Lapin ANK3
Remarques/Alias	MRT37 ; ANKYRIN-G ; ANK3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	288
GeneID	288
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q12955
Poids moléculaire protéique	480 kDa
Expédition	Sac de glace