

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ankh Pour Wb, Elisa - Q9Hcj1

Numéro d'article: CM0028852

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-ANKH de haute qualité validé pour WB et ELISA. Cible le régulateur de minéralisation humain ANKH (Q9HCJ1), un transporteur clé dans les études de calcification osseuse et articulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ANKH Rabbit pAb
Remarques / Alias	ANK; CMDJ; HANK; MANK; CCAL2; CPPDD; SLC62A1; ANKH
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	56172
Identifiant du gène	56172
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 210-320 de l'ANKH humain (NP_473368.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9HCJ1
Poids moléculaire de la protéine	54kDa
Expédition	Sac de glace