

Anticorps Polyclonal Anti-Ankhd1 Pour Wb, Elisa - Q8Iwz3

Numéro d'article: CM0023143

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin Anti-ANKHD1 pour la détection de l'ANKHD1 humain (MASK) en Western blot et ELISA. Cette protéine d'échafaudage est associée au phénotype des cellules leucémiques et à la régulation de l'apoptose. Idéal pour la recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ANKHD1 Lapin pAb
Remarques/Alias	MASK; MASK1; VBARP; PP2500; ANKHD1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	54882
GeneID	54882
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1620-1800 de l'ANKHD1 humain (NP_060217.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q8Iwz3
Poids moléculaire	269kDa
Expédition	Sac de glace