

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ankhd1 Pour Wb Et Elisa - Q8Iwz3

Numéro d'article: CM0027684

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'ANKHD1 humain, validé pour WB et ELISA, réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la biologie cellulaire de la leucémie, l'apoptose et la recherche sur les protéines d'échafaudage.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ANKHD1 Lapin pAb
Remarques/Alias	MASK; MASK1; VBARP; PP2500; ANKHD1
Espèce	Humain
GenID (humain)	54882
GenID	54882
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q8Iwz3
Poids de la protéine	269kDa
Expédition	Sac de glace