

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ankle2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q86XI3

Numéro d'article: CM0021378

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-ANKLE2 de haute qualité validé pour WB, IHC-P et ELISA ; détecte l'humain, la souris et le rat. Outil essentiel pour l'étude du réassemblage de l'enveloppe nucléaire en mitose et du développement cérébral.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ANKLE2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	Lem4 ; LEMD7 ; MCPH16 ; KIAA0692 ; ANKLE2
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	23141
ID du gène	23141
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q86XL3
Poids protéique	104 kDa
Expédition	Sac de glace