

Anticorps Monoclonal Anti-Ankrd1 Pour Wb, Elisa - Q15327

Numéro d'article: CM0005691

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-ANKRD1 validé pour WB et ELISA. Réagit avec l'ANKRD1 humain et murin (36 kDa), une protéine cardiaque à répétitions ankyrine impliquée dans l'activation endothéliale et la régulation génique cardiaque. Idéal pour la recherche en DVI et le développement de tests.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ANKRD1 Rabbit mAb
Remarques/Alias	ALRP ; CARP ; C-193 ; CVARP ; MCARP ; bA320F15.2 ; ANKRD1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	27063
GeneID	27063
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-130 de l'ANKRD1 humain (NP_055206.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q15327
Poids de la protéine	36 kDa
Expédition	Sachet de glace