

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ankrd1 Pour Wb Et Elisa - Q15327

Numéro d'article: CM0026991

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'ANKRD1 humain (protéine cardiaque à répétitions ankyrine). Adapté pour le WB et l'ELISA, avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche cardiovasculaire et endothéliale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ANKRD1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	ALRP; CARP; C-193; CVARP; MCARP; bA320F15.2; ANKRD1
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	27063
ID du gène	27063
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-130 de l'ANKRD1 humain (NP_055206.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q15327
Poids de la protéine	36 kDa
Expédition	Sac isothermique