

Anti-Ankrd1 Rabbit Polymab® Pour Wb Et Elisa - Q15327

Numéro d'article: CM0006709

Introduction

Anti-ANKRD1 Rabbit PolymAb® de haute qualité validé pour WB et ELISA. Détecte l'ANKRD1 (CARP) humain, souris et rat, un facteur de transcription cardiaque et marqueur d'activation endothéliale. Convient pour la recherche sur l'apoptose et les maladies cardiovasculaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ANKRD1 Rabbit PolymAb®
Remarques/Alias	ALRP; CARP; C-193; CVARP; MCARP; bA320F15.2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	27063
GeneID	27063
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-130 de l'ANKRD1 humaine (NP_055206.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q15327
Poids moléculaire	36kDa
Expédition	Sac de glace