

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ankrd28 Pour Wb, Elisa - O15084

Numéro d'article: CM0028037

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre l'ANKRD28 humain (PITK/FAP79), validé pour le WB et l'ELISA. Réactivité croisée avec la souris. Idéal pour l'étude de la déphosphorylation médiée par PP6 et de la signalisation de la migration cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-ANKRD28
Remarques/Alias	PITK; FAP79; CFAP79; PPP1R65; ANKRD28
Espèce	Humain
GeneID (humain)	23243
GeneID	23243
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-300 de l'ANKRD28 humain (NP_056014.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	O15084
Poids de la protéine	113 kDa
Expédition	Sac de glace