

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ankrd46 - Q86W74

Numéro d'article: CM0021211

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre ANKRD46, adapté au Western blot, à l'immunofluorescence et à l'ELISA. Présente une réaction croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur les protéines membranaires et les répétitions ankyrine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ANKRD46 pAb de lapin
Remarques/Alias	ANK-S ; GENX-115279 ; ANKRD46
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	157567
GeneID	157567
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-232 de l'ANKRD46 humaine (NP_001257308.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Souris, rat
SWISS	Q86W74
Poids de la protéine	25 kDa
Expédition	Sac de glace