

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ankrd52 Pour Wb Et Elisa - Q8Nb46

Numéro d'article: CM0024441

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'ANKRD52 humain, une sous-unité régulatrice putative de PP6. Convient pour le Western blot et l'ELISA, réagit de manière croisée avec la souris et le rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ANKRD52 Lapin pAb
Remarques/Alias	ANKRD33; ANKRD52
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	283373
ID de gène	283373
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 450-660 de l'ANKRD52 humain (NP_775866.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8NB46
Poids moléculaire	115kDa
Expédition	Sac de glace