


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Anln Pour Wb, Elisa - Q9Nqw6

Numéro d'article: CM0026085



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre l'ANLN humaine, validé pour WB et ELISA. Adapté à l'étude de la cytodierèse, la division cellulaire et la biologie des podocytes. Cible la région C-terminale (aa 845-1124).

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ANLN Rabbit pAb
Remarques / Alias	scra; FSGS8; Scraps; ANLN
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	54443
ID du gène	54443
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 845-1124 de l'ANLN humaine (NP_061155.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9NQW6
Poids moléculaire de la protéine	124kDa
Expédition	Sac de glace