


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Annexine A11 Pour Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P50995

Numéro d'article: CM0026508



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'Annexine A11 humaine, validé pour le WB, l'IF/ICC, l'IP et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Immunogène recombinant, protéine de 54 kDa, pour la recherche sur la division cellulaire et la signalisation calcique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Annexine A11 pAb de lapin
Remarques/Alias	ALS23 ; ANX11 ; CAP50 ; CAP-50 ; IBMWMA ; Annexine A11
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	311
Identifiant du gène	311
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 276-505 de l'Annexine A11 humaine (NP_001148.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P50995
Poids moléculaire de la protéine	54 kDa
Expédition	Sac de glace