


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Annexin A1/Anxa1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P04083

Numéro d'article: CM0004648



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre l'Annexine A1 (ANXA1) humaine, validé pour Western Blot, IHC, ICC, IP et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur l'inflammation et l'immunité.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	[KD Validated] Annexin A1/ANXA1 Rabbit mAb
Remarques/Alias	ANX1; LPC1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	301
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant les acides aminés 2-346 de l'Annexine A1/ANXA1 humaine (NP_000691.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P04083
Poids Protéique	39kDa
Expédition	Sac de glace