


Anticorps Monoclonal Anti-Annexine A2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P07355

Numéro d'article: CM0003749



Introduction

Annexine A2 anticorps monoclonal de lapin validé pour WB, IHC-P et ELISA chez l'homme, la souris et le rat. Protéine liant les membranes régulée par le calcium, impliquée dans la coagulation, la fibrinolyse et la recherche sur le cancer. La cible du produit correspond à SWISS P07355.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Annexine A2 anticorps monoclonal de lapin
Remarques / Alias	P36, ANX2, LIP2, LPC2, CAL1H, LPC2D, ANX2L4, PAP-IV, HEL-S-270, Annexine A2
Espèce	Humaine
Identifiant du gène	302
Immunogène	Peptide synthétique
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Homme, Souris, Rat
SWISS	P07355
Poids de la protéine	39kDa
Expédition	Sac de glace