


Anticorps Polyclonal Anti-Annexine A2 Pour Wb - P07355

Numéro d'article: CM0022126



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-Annexine A2 (p36, ANX2, LIP2) validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Immunogène recombinant. Idéal pour l'étude de la liaison membranaire régulée par le calcium et de la stabilité endosomale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin anti-Annexine A2
Remarques/Alias	P36; ANX2; LIP2; LPC2; CAL1H; LPC2D; ANX2L4; PAP-IV; HEL-S-270; Annexine A2
Espèce	Humain
ID de gène	302
Immunogène	Protéine recombinante : Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-339 de l'Annexine A2 humaine (NP_004030.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P07355
Poids de la protéine	39 kDa
Expédition	Sac de glace