

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Annexine A4/Annexine Iv Pour Wb, Elisa - P09525

Numéro d'article: CM0011466



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre l'Annexine A4/Annexine IV humaine (UniProt P09525). Validé pour le Western Blot (WB) et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris, le rat. Convient pour la recherche en biologie membranaire et en exocytose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Annexine A4/Annexine IV Anticorps monoclonal de lapin (mAb)
Remarques/Alias	ANX4 ; P32.5 ; PIG28 ; PP4-X ; ZAP36 ; PAP-II ; HEL-S-274 ; Annexine A4/Annexine IV
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	307
GeneID	307
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de l'Annexine A4 humaine (P09525)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P09525
Poids moléculaire de la protéine	36 kDa
Expédition	Sac de glace