


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Annexine A4/Annexine Iv Pour Wb Et Elisa - P09525

Numéro d'article: CM0013795



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'Annexine A4/Annexine IV humaine, validé pour WB et ELISA. Réagit également avec les protéines humaines et murines. Idéal pour l'étude de la fusion membranaire dépendante du calcium et de l'exocytose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-Annexine A4/Annexine IV
Remarques/Alias	ANX4; P32.5; PIG28; PP4-X; ZAP36; PAP-II; HEL-S-274; Annexine A4/Annexine IV
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	307
ID du gène	307
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 112-321 de l'Annexine A4/Annexine IV humaine (NP_001144.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, murine
SWISS	P09525
Poids de la protéine	36 kDa
Expédition	Sac de glace