

## Anticorps Polyclonal Anti-Annexine A5/Annexine V Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P08758

Numéro d'article: CM0016098



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'Annexine A5 humaine (Annexine V), validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat ; ~36 kDa. Convient aux études sur les anticoagulants et la coagulation sanguine.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                                                          |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit     | Annexine A5/Annexine V Lapin pAb                                                                                                                |
| Remarques/Alias    | PP4; ANX5; ENX2; CPB-I; RPRGL3; HEL-S-7; VAC-alpha; Annexine A5/Annexine V                                                                      |
| Espèce             | Humain                                                                                                                                          |
| ID de gène         | 308                                                                                                                                             |
| Immunogène         | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-320 de l'Annexine A5/Annexine V humaine (NP_001145.1). |
| Source             | Lapin                                                                                                                                           |
| Catégorie          | Anticorps polyclonaux                                                                                                                           |
| Application        | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                                |
| Réactivité croisée | Humain, Souris, Rat                                                                                                                             |
| SWISS              | P08758                                                                                                                                          |
| Poids moléculaire  | 36kDa                                                                                                                                           |
| Expédition         | Sac de glace                                                                                                                                    |