

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Annexine A5/Annexine V Pour Wb, Elisa - P08758

Numéro d'article: CM0007856



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-Annexine A5/Annexine V de haute qualité, validé pour WB et ELISA sur échantillons humains, de souris et de rat. Poids moléculaire de 36 kDa. Idéal pour la recherche sur l'hémostase et la thrombose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-Annexine A5/Annexine V
Remarques/Alias	PP4; ANX5; ENX2; CPB-I; RPRGL3; HEL-S-7; VAC-alpha ; Annexine A5/Annexine V
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	308
GeneID	308
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 221 et 320 de l'Annexine A5 humaine (NP_001145.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P08758
Poids de la protéine	36 kDa
Expédition	Sac de glace