


Anticorps Monoclonal Anti-Annexin A6/Annexin VI Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P08133

Numéro d'article: CM0007367



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre l'Annexin A6/Annexin VI, validé pour WB, IHC-P, ELISA chez l'humain, la souris et le rat. Protéine de 76kDa, immunogène aa 324-673. Idéal pour les études sur la signalisation calcique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Annexin A6/Annexin VI Lapin mAb
Remarques/Alias	p68; p70; ANX6; CBP68; CPB-II; Annexin A6/Annexin VI
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	309
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P08133
Poids Protéique	76kDa
Expédition	Sac de glace