


Anticorps Polyclonal Anti-Annexine A6/Annexine Vi Pour Wb, Elisa - P08133

Numéro d'article: CM0024516



Introduction

Anticorps Polyclonal Lapin Anti-Annexine A6/Annexine VI, validé pour Western blot (WB) et ELISA. Réagit avec l'humain et la souris. Cible une protéine de liaison au calcium impliquée dans le trafic membranaire et l'association CD21. Convient pour la recherche en biologie cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	[Validé KO] Annexine A6/Annexine VI pAb Lapin
Remarques/Alias	p68; p70; ANX6; CBP68; CPB-II; VI
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	309
GeneID	309
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-250 de l'Annexine A6/Annexine VI humaine (NP_001146.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	P08133
Poids Protéique	76kDa
Expédition	Sac de glace