

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ano2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nq90

Numéro d'article: CM0029993

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'ANO2 humain (Anoctamine-2/TMEM16B), validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'homme, la souris et le rat. Impliqué dans l'activité des canaux chlorure activés par le calcium dans l'olfaction et la vision.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ANO2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	C12orf3; TMEM16B; ANO2
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	57101
ID du gène	57101
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 200 de l'ANO2 humain (NP_001265526.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9NQ90
Poids de la protéine	114 kDa
Expédition	Sac de glace