

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Anp32A Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P39687

Numéro d'article: CM0028256



Introduction

ANP32A Rabbit pAb validé pour WB, IHC-P, ELISA ; réagit de manière croisée avec l'humain, la souris, le rat. Impliqué dans la suppression tumorale, l'apoptose, le cycle cellulaire, la transcription. Usage recherche en chromatine et virologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ANP32A Rabbit pAb
Remarques/Alias	LANP; MAPM; PP32; HPPCn; PHAP1; PHAPI; I1PP2A; C15orf1; ANP32A
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	8125
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P39687
Poids protéique	29kDa
Expédition	Sac de glace