


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Anp32B Pour Wb, If, Ihc, Elisa - Q92688

Numéro d'article: CM0005458



Introduction

Conçu pour WB, IF, IHC, ELISA avec ANP32B humain, souris, rat. Anticorps monoclonal lapin ciblant la protéine multifonctionnelle impliquée dans l'apoptose, le cycle cellulaire, la transcription et la réplication virale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	ANP32B Rabbit mAb
Remarques / Alias	APRIL; SSP29; PHAPI2; ANP32B
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10541
GeneID	10541
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de l'ANP32B humain (Q92688)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q92688
Poids de la protéine	29kDa
Expédition	Sac de glace