


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Anp32E Pour Wb, Elisa - Q9Btt0

Numéro d'article: CM0021346



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-ANP32E validé pour Western blot et ELISA. Réagit avec l'ANP32E humain, de souris et de rat. Cible le chaperon d'histone impliqué dans l'élimination de H2A.Z. Convient à la recherche en DVI et au développement d'essais.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ANP32E Rabbit pAb
Remarques / Alias	LANPL ; LANP-L ; ANP32E
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	81611
ID du gène	81611
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 70 de l'ANP32E humain (NP_112182.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9BTT0
Poids de la protéine	31 kDa
Expédition	Sac de glace