

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ant1/Ant2/Ant3/Ant4 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P12235 / P05141 / P12236 / Q9H0C2

Numéro d'article: CM0022252

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'ANT1/ANT2/ANT3/ANT4 (ADP/ATP translocases) humain, adapté pour WB, IHC-P et ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le métabolisme mitochondrial et l'apoptose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ANT1/ANT2/ANT3/ANT4 Rabbit pAb
Remarques / Alias	ANT1/ANT2/ANT3/ANT4
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	291/292/293/83447
GeneID	291/292/293/83447
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre l'acide aminé 200 et l'extrémité C-terminale de l'ANT1 humain (NP_001142.2).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P12235/P05141/P12236/Q9H0C2
Poids de la protéine	33 kDa / 32 kDa / 35 kDa
Expédition	Sac de glace