

Anticorps Monoclonal Anti-Ant2/Slc25A5 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P05141

Numéro d'article: CM0006737

Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin dirigé contre ANT2/SLC25A5 humain (translocase ADP/ATP 2), validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Convient à la recherche sur les mitochondries et aux études du métabolisme.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ANT2/SLC25A5 mAb de lapin
Remarques/Alias	T2 ; T3 ; 2F1 ; AAC2 ; ANT2 ; ANT2/SLC25A5
Espèce	Humaine
GenelD (humain)	292
GenelD	292
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 120-220 de l'ANT2/SLC25A5 humain (NP_001143.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P05141
Poids moléculaire	33 kDa
Expédition	Poche de glace