


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Anxa1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P04083

Numéro d'article: CM0017211



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'ANXA1 humaine (Annexine A1), adapté pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Détecte l'ANXA1 humaine et de rat ; idéal pour la recherche sur l'inflammation et l'immunité innée.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ANXA1 Lapin pAb
Remarques/Alias	ANX1; LPC1; ANXA1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	301
GeneID	301
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-346 de l'ANXA1 humaine (NP_000691.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	P04083
Poids de la protéine	39kDa
Expédition	Sac de glace