

Anticorps Polyclonal Anti-Anxa3 Pour Wb Et Elisa - P12429

Numéro d'article: CM0017409



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'Annexine A3 humaine (ANXA3) validé pour le Western blot et l'ELISA, avec réactivité chez l'humain et le rat. Idéal pour l'étude de l'inhibition de la phospholipase A2 et des mécanismes de coagulation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ANXA3 Lapin pAb
Remarques/Alias	ANX3, ANXA3
Espèce	Humain
GeneID	306
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-323 de l'ANXA3 humaine (NP_005130.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	P12429
Poids moléculaire	36kDa
Expédition	Sac de glace