

Anticorps Polyclonal Anti-Anxa3 Pour Wb - P12429

Numéro d'article: CM0025389



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'ANXA3 humain, validé pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Cible l'inhibiteur de la phospholipase A2, l'annexine A3, adapté pour les études sur la coagulation et la signalisation des phospholipides.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	ANXA3 Lapin pAb
Remarques/Alias	ANX3; ANXA3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	306
GeneID	306
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-323 de l'ANXA3 humain (NP_005130.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P12429
Poids Protéique	36kDa
Expédition	Sac de glace