

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Anxa7 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P20073

Numéro d'article: CM0003812



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité contre ANXA7 pour WB, IF/ICC, ELISA. Détecte l'ANXA7 humain, murin et de rat. Idéal pour étudier le rôle de l'annexine A7 dans l'exocytose médiée par le calcium et la fusion membranaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ANXA7 Rabbit mAb
Remarques/Alias	SNX ; ANX7 ; SYNEXIN ; ANXA7
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	310
Identifiant du gène	310
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-250 de l'ANXA7 humain (NP_001147.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P20073
Poids moléculaire de la protéine	53 kDa
Expédition	Sac de glace