

Anti-Anxa8L2 Lapin Pab Pour Wb Et Elisa - Q5Vt79

Numéro d'article: CM0026169

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine 1 de type annexine A8 (ANXA8L2, Q5VT79).

Validé pour WB et ELISA, réactif avec des échantillons humains, murins et de rat.

Convient comme matière première IVD pour le développement de tests diagnostiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ANXA8L2 Lapin pAb
Remarques/Alias	ANXA8; ANXA8L2; VAC-beta; bA145E20.2
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	728113
Identifiant du gène	728113
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-276 de l'ANXA8L2 humain (NP_001265853.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q5VT79
Poids moléculaire de la protéine	37kDa
Expédition	Sac de glace