


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Aox1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q06278

Numéro d'article: CM0027923



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre l'AOX1 humain (aldéhyde oxydase 1). Validé pour WB, IF/ICC, ELISA avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le métabolisme des xénobiotiques et le métabolisme des médicaments.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	pAb de Lapin AOX1
Remarques/Alias	AO ; AOH1 ; AOX1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	316
GeneID	316
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 340-590 de l'AOX1 humain (NP_001150.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q06278
Poids Moléculaire Protéique	148 kDa
Expédition	Sac de glace