


## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-AP1B1 Pour Wb, Elisa - Q10567

Numéro d'article: CM0020308



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre AP1B1, validé pour le Western blot et l'ELISA. Réagit avec AP1B1 humain, murin et de rat, une sous-unité adaptatrice de la clathrine impliquée dans le tri des protéines au niveau du réseau trans-Golgi et des endosomes.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                        | Valeur                                                                                                                                          |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du Produit                   | AP1B1 Rabbit pAb                                                                                                                                |
| Remarques/Alias                  | ADTB1 ; BAM22 ; KIDAR ; AP105A ; CLAPB2 ; AP1B1                                                                                                 |
| Espèce                           | Humain                                                                                                                                          |
| GeneID (Humain)                  | 162                                                                                                                                             |
| GeneID                           | 162                                                                                                                                             |
| Immunogène                       | Peptide Synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 700-800 de l'AP1B1 humain (NP_001118.3). |
| Source                           | Lapin                                                                                                                                           |
| Catégorie                        | Anticorps Polyclonaux                                                                                                                           |
| Application                      | WB, ELISA                                                                                                                                       |
| Réactivité Croisée               | Humain, Souris, Rat                                                                                                                             |
| SWISS                            | Q10567                                                                                                                                          |
| Poids Moléculaire de la Protéine | 105kDa                                                                                                                                          |
| Expédition                       | Sac de glace                                                                                                                                    |