

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-AP1G1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - O43747

Numéro d'article: CM0003510



Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-AP1G1 validé pour WB, IHC-P et ELISA. Il reconnaît la sous-unité gamma-1 du complexe AP-1 dans des échantillons humains, de souris et de rat. Adapté pour l'étude du tri et du trafic des protéines médiés par la clathrine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AP1G1 Rabbit mAb
Remarques / Alias	ADTG; CLAPG1; USRISD; AP1G1
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	164
ID du gène	164
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 723 et 822 de l'AP1G1 humain (O43747)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O43747
Poids de la protéine	91 kDa
Expédition	Sac de glace