

Anticorps Polyclonal Anti-Ap1M1 Pour Wb Et Elisa - Q9Bxs5

Numéro d'article: CM0015609

Introduction

AP1M1 Rabbit pAb, un anticorps polyclonal pour WB et ELISA, détecte la sous-unité mu-1 du complexe AP-1 chez l'être humain, la souris et le rat. Utilisé dans les études sur le tri des protéines et le transport médié par la clathrine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AP1M1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	AP47, mu1A, CLTNM, MU-1A, CLAPM2, AP1M1
Espèce	Être humain
ID du gène (humain)	8907
ID du gène	8907
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-160 de l'AP1M1 humain (NP_115882.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Être humain, souris, rat
SWISS	Q9BX55
Poids moléculaire	49 kDa
Expédition	Sac de glace